

[®]
MEDION

INFRAROT WÄRME-MASSAGE-GERÄT MD 6514



BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch!

LIEBER KUNDE

Wir haben diese Gebrauchsanweisung erstellt, damit Sie Ihr neues Gerät möglichst schnell und umfassend kennenlernen.

- Bitte lesen Sie *vor Inbetriebnahme und Gebrauch* diese Anweisung aufmerksam durch.
- Machen Sie sich *möglichst in der Reihenfolge der Gebrauchsanweisung* mit Ihrem neuen Gerät vertraut.
- Beachten Sie die Hinweise, die sich auf die sorgsame Pflege beziehen. Damit erreichen Sie eine ständige Einsatzbereitschaft und lange Lebensdauer Ihres Gerätes.
- Besonders sind die Hinweise zu berücksichtigen, die die Sicherheit betreffen. Sie sollen helfen, Unfälle zu verhüten und Ihr Gerät vor Schaden bewahren.
- Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf; sie kann Ihnen auch später noch in manchen Fällen ein nützlicher Helfer sein.

MASSAGE MIT SPEZIALAUFSATZ

Noppen-Aufsatz

Zur intensiven Massage bei Muskelschmerzen und Schulterverspannungen.



Vakuum-Aufsatz

Zur intensiven Massage von Hüfte, Gesäß und Oberschenkeln. Hilft beim Abbau von Fettpölsterchen.



Ring-Aufsatz

Zur intensiven und punktuellen Tiefen-Massage. Löst Muskelverspannungen und wirkt besonders wohltuend nach körperlicher Anstrengung.



Bürsten-Aufsatz

Zur intensiven Massage der Kopfhaut. Wirkt sehr angenehm und durchblutungsfördernd.





Sicherheitshinweise

- Übergeben Sie die Gebrauchsanweisung auch anderen Benutzern des Gerätes, damit auch diese sich über alle Hinweise und Funktionen informieren können.
- Bitte beachten Sie, daß beim unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten Gefahren entstehen können, die möglicherweise von Kindern nicht erkannt werden.
- Das Gerät darf nicht in oder in der Nähe von Badewannen oder Duschen und nicht über mit Wasser gefüllten Waschbecken oder Behältern benutzt werden! Benutzen Sie das Massagegerät nie mit feuchten Händen.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob die Netzanschlußleitung noch in Ordnung ist. Nehmen Sie nie ein elektrisches Gerät in Betrieb, wenn die Leitung beschädigt ist, das Gerät einmal heruntergefallen sein sollte oder das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist.
- Benutzen Sie das Massagegerät im Dauerbetrieb nicht länger als 20 Minuten.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse; überlassen Sie evtl. Reparaturen unseren Fachleuten vom Kundendienst.
- Prüfen Sie vor Anwendung die Hitze der Massagefläche mit den Fingerspitzen, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit einer Verlängerungsschnur und achten Sie darauf, daß Sie auf einem trockenen Untergrund stehen.
- Vor Reinigung des Gerätes unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

BEDIENUNG & SCHALTERPOSITIONEN

Schließen Sie das Gerät ans Stromnetz an und prüfen Sie vorher, ob Stromart und -spannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.

Schalten Sie das Gerät mit dem 4-Positionenschalter ein und wählen Sie die gewünschte Art der Massage.

- | | |
|------------|---|
| M+W | Massage durch Vibration und Wärme |
| W | Einfache Wärme-Massage ohne Vibration |
| M | Massage mit Vibration und Spezial-Aufsatz |
| AUS | Gerät ist ausgeschaltet |



MASSAGE OHNE SPEZIALAUFSATZ

EINFACHE WÄRME-MASSAGE OHNE VIBRATION

Die einfache Wärme-Massage wird am wirkungsvollsten ohne Spezialaufsatz durchgeführt. Die wohltuende Wärme wirkt angenehm entspannend.

MASSAGE MIT VIBRATION UND WÄRME

Die Wärme-Massage mit Vibration und Wärme wirkt stimulierend und angenehm entspannend.

ACHTUNG

Dieses Gerät nicht benutzen bei Hautschwellungen, -reizungen oder Verbrennungen. Sollten Sie sich diesbezüglich in ärztlicher Behandlung befinden, fragen Sie vor Anwendung Ihren Arzt. Bei fehlerhafter Anwendung ist unsere Haftung in gesetzlich zulässigem Maße ausgeschlossen.

PRAKTISCHE DREHGELENKE

Durch die zwei Drehgelenke am Handgriff sowie am Massagekopf läßt sich jede Körperregion mühelos erreichen.



WARTUNG UND PFLEGE

Vor jedem Reinigen Netzstecker ziehen.

Niemals aggressive Reinigungsmittel benutzen.

Gerät nur mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch reinigen.

Gerät niemals in Wasser tauchen!

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung: 230V ~ 50Hz, 13 Watt

Gerät ist TÜV/GS geprüft



SERVICE

Ihr Gerät wurde sorgfältig gefertigt und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Sollten im Laufe der Zeit dennoch einmal Reparaturen oder Wartung nötig sein, senden Sie das Gerät möglichst in der Originalverpackung an:

MTC Medion Technologie Center
Freiherr-vom-Stein-Str. 131
D 45473 Mülheim/Ruhr
Telefon: 01805 / 633 633
Fax: 01805 / 665 566

Denken Sie bitte daran, stets beizufügen bzw. anzugeben:

- Kaufdatum (Rechnung/Kaufbeleg)
- Art der Störung/Fehlerbeschreibung
- Vollständig ausgefüllte Garantiekarte

MEDION®

Im Servicefall oder bei Ersatzteilbestellungen wenden Sie sich bitte an unser
MTC Medion Technologie Center
Freiherr-vom-Stein-Str. 131 • D 45473 Mülheim/Ruhr
Telefon: 01805 / 633 633 • Fax: 01805 / 665 566

2498